



PREPAREREN EN MONTEREN ENTOMOLOGIE

Deze instructie beschrijft de methodiek van preparatie en monteren van insecten ter voorbereiding van hun droge bewaring.

	Uitvoerder	Stap
1	Collectiebeheerder	Ontvangen van een specimen in bewaarvloeistof (alcohol of formol) of droog.
2	Collectiebeheerder	Voor de specimens ontvangen in bewaarvloeistof : eventueel reinigen met kraantjeswater in een recipient en vervolgens drogen van het specimen op absorberend papier. Voor de specimens droog ontvangen: eventueel droog reinigen met borsteltje. In bepaalde gevallen wordt het specimen opnieuw vochtig gemaakt in een humidificator teneinde het specimen opnieuw voldoende flexibiliteit te geven nodig voor de montage.
4	Collectiebeheerder	Het specimen wordt hetzij opgeprikt met een niet corrosieve naald (voor kevers door het rechterdekschild voor andere insecten in de thorax) en verder geëtaled met naalden, hetzij opgeplakt met entomologische lijm (bvb mounting glue Herkules) op entomologische kartonnetjes voorzien van een naald.
5	Collectiebeheerder	De specimens gedurende ongeveer een week laten drogen bij kamertemperatuur (15°C-30°C).
6	Collectiebeheerder	Na alle eventueel aangebrachte etalagenaalden verwijderd te hebben, worden alle nodige etiketten aan de insectennaald bevestigd en wordt het specimen in een insectendoos geplaatst.