



BEWARING IN ALCOHOL OF FORMOL RECENTE VERTEBRATEN

Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de preparatie van de specimens van vissen, amfibieën en reptilen met het oog op hun bewaring in alcohol of in formol.

	Uitvoerder	Stap
1	Collectiebeheerder	Ontvangst van het specimen, hetzij bewaard in een bewaarvloeistof (alcohol of formol), hetzij ingevroren.
2	Collectiebeheerder	Als het specimen ingevroren werd ontvangen, het specimen ontdooien en gedurende 24 uur fixeren in een bak met formol 5%.
3	Collectiebeheerder	Het specimen gedurende ongeveer twee uur met stromend water in een bak schoonmaken en vervolgens spoelen onder stromend water.
4	Collectiebeheerder	Het specimen wordt vervolgens in zijn definitieve container geplaatst (anatomische glazen bokaal of plastic container), in met kamfer gedenatureerde ethylalcohol 70% of voor kikkervisjes in formol 5%.
5	Collectiebeheerder	Het etiket van het specimen wordt in de container geplaatst. De container wordt vervolgens gesloten. Bij de anatomische glazen bokalen wordt het deksel verzegeld met siliconenvaseline (BLUESIL PAST4).